

## Газожидкостный и гидропилинг

### Аппарат газожидкостного пилинга и гидропилинга PMG-MIX 6

Комбайн с функциями вакуумного гидропилинга, RF лифтингом, ультрафонофорезом и микротоками PMG-MIX 6 предназначен для профессионального очищения и омоложения кожи. Функции аппарата подобраны таким образом, чтобы за одно посещение косметолога, можно было решить сразу несколько задач по устранению эстетических недостатков кожи на разных эпидермальных уровнях.



#### Гидропилинг

- Манипула для насадок гидропилинга;
- Насадки для гидропилинга (7 шт.);
- Колбы для воды (3 шт.);

**Криотерапия** (охлаждение до 5 С)

- Манипула криотерапии

#### Кислородное распыление

- Пистолет для распыления веществ;

#### Микротоковая терапия

- Манипула «двойные палочки»;

**РФ-Лифтинг** (Частота: 3МГц, Мощн.: 15-25 Дж/см<sup>2</sup>)

- Манипула РФ-лифтинга;

**Ультрафонофорез** (Частота 1 мГц., Макс. вых. мощность: 50 Вт.)

- Излучатель фонофореза малый

Функций: 6; Манипул: 7+насадки; Размер коробки: 47\*37\*37 см., Вес в упаковке: 11 кг.

### Аппарат газожидкостный Hydra-Jet 6 в 1

Это уникальное сочетание методик, направленных на устранение эстетических недостатков кожи лица и тела и аппарат имеет в своем арсенале дополнительные функции, в сочетании с которыми, уход за кожей становится максимально эффективным.

#### Газожидкостный пилинг

- Манипула газожидкостного пилинга;
- Пидаль для газожидкостного пилинга;

#### Гидропилинг

- Манипула для насадок гидропилинга;
- Насадки для гидропилинга (7 шт.);
- Колбы для воды (3 шт.);

**Криотерапия** (охлаждение до 5 С)

- Манипула криотерапии

#### Кислородное распыление

- Пистолет для распыления веществ;

**Микродермаабразия** 0-608 мм.р.с. (0,792 атм.)

- Комплект для дермаабразии (9 насадок);
- Соединительный шланг;

#### Микротоковая терапия

- Манипула «двойные палочки» + 2 насадки;

**Ультрафонофорез** (Частота 875 кГц., Макс.вых. мощ.: 50 Вт.)

- Излучатель фонофореза малый



# ПрофМедГрупп


## PMG-Technology



## Косметологическое оборудование

8-800-775-68-49, +7-499-350-28-17  
profmedgroup.ru, profmedimport.ru  
plasmapencil.ru

г. Москва, Осташковский проезд 6  
info@profmedgroup.ru  
WhatsApp +79258331061





## Для омоложения кожи

### Аппарат для омоложения кожи HIFU SMAS Mart




Аппарат HIFU SMAS Mart это новейший прибор, разработанный корейскими учеными для безопасного применения. Аппарат оснащен ультразвуковым датчиком, для точного проведения импульса на заданную глубину. Точность воздействия прибора HIFU SMAS Mart измеряется в микронах

#### HIFU SMAS-процедура

- Манипула для насадок HIFU SMAS;
- **Насадки (ОПЦИОНАЛЬНО):**
- Насадка «HIFU SMAS лифтинг» DS 4-1.5;
- Насадка «HIFU SMAS лифтинг» DS 4-3.0;
- Насадка «HIFU SMAS лифтинг» DS 4-4.5;

Выходная мощн.: 24Вт., DC 5В, 2А  
Сеть: 220В / 50Гц  
Размер коробки: 36.5\*21\*27.5 см.,  
Вес в упаковке: 2,7 кг.



Особенностью HIFU является воздействие на четко заданную глубину от 1,5мм до 4,5мм (слой SMAS). Глубина проникновения волны регулируется с точностью до 0,001мм и зависит от выбранной насадки.

Процедура подтяжки SMAS слоя HIFU происходит в три этапа. Во время первого сеанса обрабатываемая поверхность подвергается воздействию самого мощного излучателя на 4,5мм. Через неделю, та же процедура повторяется с картриджем в 3мм. Еще через неделю процедура лифтинга проводится насадкой с глубиной проникновения в 1,5мм.

Обработайте всю необходимую площадь кожи, постепенно передвигая излучатель снизу вверх. Зону под глазами не обрабатывают насадкой в 4,5мм.

Тип датчика	Частота воздействия	Глубина воздействия	Длина сканирования	Область воздействия
DS 4-1.5	4 МГц	1.5 мм.	25 мм.	Поверхностный слой кожи
DS 4-3.0	4 МГц	3.0 мм.	25 мм.	Подкожно-жировой слой
DS 4-4.5	4 МГц	4.5 мм.	25 мм.	Мышечный слой SMAS



## Аппараты-трансформеры

### Аппараты-трансформеры выполняют под задачи заказчика

Большинство представленных аппаратов являются аппаратами-трансформерами, то есть модернизируются и дополняются различными функциями, в зависимости от пожеланий косметолога. Часто приобретая приборы, врачи сталкиваются с проблемой, что не хватает той или иной функции и им приходится покупать не один косметологический комбайн, а несколько, что сказывается на себестоимости процедур и на времени окупаемости оборудования.

В комбайны MesoPlatinum и Maxiporation System мы можем предложить встроить дополнительные функции: Д'арсонваль, Коагуляция (ПЛАЗМА), Мезотерапия фракционная, Ультразвуковой пилинг, Ультрафонофорез, HIFU SMAS лифтинг.

### Аппарат-трансформер мезотерапии и РФ лифтинга PMG-Maxiporation System

Профессиональный аппарат Maxiporation System для устранения эстетических недостатков кожи лица и тела, сочетающий в себе самые востребованные функции.



#### Криотерапия (до 5 С)

- Манипула для криотерапии с лазер-диодом 470 нм.;
  - **Мезотерапия фракционная** (картриджи 6,12,36 игл)
  - Манипула для фракционной мезотерапии;
  - **РФ-Лифтинг** (Частота: 3МГц, Мощность: 15-25 Дж/см2)
  - Манипула для биполярных РФ-насадок;
  - Насадка для РФ 27 мм - для зоны шеи и декольте;
  - Насадка для РФ конусообразная 14 мм - по лицу
  - **Максипорация (Электропорация / Лазерная биовитаризация / Миостимуляция)**
  - Манипула биполярная для электропорации (с ИК-диодом 650 нм, полярность: положительно, отрицательно и нейтрально. Время импульса 0,5-7с.)
- Сеть: 220В/50Гц., Размер: 40\*37\*28 см, Вес: 5,8 кг.

### Косметологический комбайн трансформер PMG-MesoPlatinum

Комбайн PMG-MesoPlatinum объединяет в себе набор из шести функций. Привлекает к себе внимание многофункциональностью и низкой себестоимостью процедур.



#### Вакуум - чистка, массаж (Давление вакуум: 65 кПа-смН)

- Стеклоканюли для вакуумной чистки (3 шт.)
- Манипула вакуумного массажа
- **Гальваническая терапия** (Макс.ток 50±5 мА)
- Манипула плоская и Цилиндрическая
- **Криотерапия** (охлаждение до 5 С)
- Манипула криотерапии;
- **Микродермабразия** (0-608 мм рт.ст. (0,792 атм.)
- Комплект для дермабразии;
- Соединительный шланг
- **РФ-Лифтинг** (Частота: 3МГц, Мощность: 15-25 Дж/см2)
- Манипула РФ-лифтинга
- **Электропорация** (Частота: 0,8-6,5 кГц, Ток: 0-4,5 мА)
- Манипула электропорации;
- Контактная манипула

Функций: 6; Манипул: 7+насадки, Размер коробки: 42\*41\*26 см., Вес в упаковке: 8,8 кг.



Косметологический комбайн PMG-VIYA-7/9

Косметологический комбайн VIYA это современный, профессиональный, многофункциональный прибор, который содержит все базовые функции по уходу за кожей. Это без преувеличения лучший аппарат для чистки лица, ухода за кожей и устранения многих эстетических недостатков.



PMG-VIYA-7

**Брашинг V9**

- Манипула для броссажа (Щетки 5 шт.: «шлифовальный камень» большая и малая, Щетка-губка, Щетка жесткая, Щетка мягкая малая);
- **Вакуумная чистка, спрей V9** (Давление: 65 кРа смН)
- Баллончик-распылитель, 3 стеклянные канюли;
- **Гальваническая терапия V9** (Мощность до 20 Вт, Макс. ток 50±5 мА)
- Манипулы шарообразным и цилиндрическим электродами;

**Д'арсонваль V7, V9** (напр.: 2..15 кВ, Частота имп.100Гц)

- Манипула и электроды: Грибовидный, Листовидный, Точечный;

**Коагуляция V7, V9** (Макс. вых.мощн. 12 Вт.)

- Манипула коагуляции с наконечником;
- **Криотерапия V7** (охлаждение до 5 С)
- Манипула «Холод/Тепло» двухсторонняя;
- **Микродермаобразия V7, V9** (0-608 мм.р.с. (0,792 атм.)
- Комплект для дермаобразии (9 насадок);
- Соединительный шланг;

**Микротоковая терапия V7**

- Перчатки для микротоковой терапии;
- Манипула «двойные палочки» (**доп. функция**);
- **Ультразвуковой пилинг V7, V9** (Частота 27 кГц)
- Ультразвуковая лопатка с защитным колпачком;
- **Ультрафонофорез V7, V9** (Частота 1 мГц., Макс. вых. мощность: 50 Вт.)
- Излучатель большой;
- Излучатель малый



PMG-VIYA-9

Функций: 7 или 9;  
Сеть: 220В / 50Гц / 60Гц;  
Размер коробки: 42\*36\*28 см.;  
Вес в упаковке: 10 кг.

Аппарат микротоковой терапии и фонофореза PMG-B666

Профессиональный, компактный, новый аппарат PMG-B666 для микротоковой терапии и фонофореза рекомендован для применения в салонах красоты и косметологических кабинетах в процедурах по уходу за кожей.

**Микротоковая терапия** (Сила тока: от 40 до 750 мкА)

- Манипула «двойные палочки»;
- **Ультрафонофорез** (Частота 1 мГц., Макс. мощн.: 50 Вт.)
- Излучатель большой;
- Излучатель малый

Сеть: 200В~240В / 50Гц., Размер коробки: 37\*36\*20 см.,  
Вес в упаковке: 4кг.



Аппараты ультразвуковой чистки

УЗ скраберы HB-101 и PMG-B657A предназначены для профессионального применения. Это мощный инструмент с функциями фонофореза и гальванизации при помощи которого косметолог не только очищает кожу лица, но и стимулирует метаболические процессы с одновременным введением препаратов в глубокие кожные слои.



**Ультразвуковой пилинг** (Частота 26±2кГц)

- Ультразвуковая лопатка с колпачком
- Режим постоянный и импульсный. Сеть: 220В / 50Гц,  
Размер коробки: 34\*32\*18 см., Вес в упаковке: 2,2 кг.



Аппарат электропорации «Мезик»

Данный аппарат прекрасно зарекомендовал себя среди косметологов, благодаря простоте использования и надёжности в работе. Были получены очень хорошие отзывы об аппарате от пациентов, благодаря быстро полученным результатам уже после первой процедуры.

**Электропорация** (Частота: 0,8-6,5 кГц, Сила тока: 0-4,5мА)

- Манипула электропорации;
- Контактная манипула
- Сеть: 220В/50Гц., Размер коробки: 38\*29\*21 см., Вес: 2,3 кг.



Аппарат алмазного пилинга PMG-Diamond blackbox

Легкий и компактный прибор для ухода за кожей лица и тела, аппарат с дермабразии с возможностью проведения процедур вакуумного массажа и вакуумной чистки.

Примор можно дополнить насадками для вакуумной чистки и массажа.

**Микродермаобразия** (Мощность от 790 до 500 мм рт.ст.)

- Комплект для дермаобразии (9 насадок, 2 держателя);
- Соединительный шланг
- Сеть: 220В / 50Гц.
- Размер коробки: 37\*36\*20 см., Вес в упаковке: 3,7 кг.



Аппарат RF-лифтинга PMG-RF blackbox

Портативный аппарат рф-лифтинга, предназначенный для омоложения кожи, прекрасно подходит для частных практикующих врачей-косметологов, домашнего и профессионального применения.

**РФ-Лифтинг** (Частота 3МГц)

- Манипула для биполярных РФ-насадок;
- Насадка для РФ 27 мм - для работы в зоне шеи, декольте;
- Насадка для РФ конусообразная 14 мм - для работы по лицу
- Сеть: 200В~240В / 50Гц., Размер коробки: 37\*36\*20 см., Вес в упаковке: 4кг.





## Плазменная коагуляция

### Аппарат плазменного тока Plasma Pencil

Аппарат косметологический Plasma Pencil V2 (Плазма Пенсил) предназначен для осуществления косметологических манипуляций плазменной косметологии по безоперационной блефаропластике, подтяжке нижнего и верхнего века, устранению морщин, удалению шрамов, пигментации, доброкачественных новообразований, коагуляции и прочие процедуры.

Аппарат работает по принципу коагуляционной плазмы. Разряд подается через иглу на кожу пациента через воздушный зазор в 1-2 мм. Это бесконтактный способ воздействия. Во время процедуры доктор может контролировать как величину обрабатываемой поверхности, так и глубину воздействия плазмы.



#### Дополнительные насадки:

- Фракционная «плазменный душ»
- Термальная плоская
- Шарообразная точечная
- Цилиндрическая насадка



#### Особенности:

- LED - подсветка наконечника
- Встроенный аккумулятор
- Работает без провода
- 2 типа наконечника в комплекте
- 4 типа дополнительных наконечников
- Мощность регулируется от 1 до 6 (0,8-5 Дж)
- LED - дисплей
- Документы на иглы

#### Спецификация

- Материал: АБС-пластик + сталь
- Емкость батареи: 800 мАч, 3,7V
- Входное напряжение: 5V/1A
- Выходное напряжение: Max 5W
- Размер устройства: 175\*28 мм.
- Вес устройства: 78 г.
- Вес в упаковке: 225 г.
- Размер коробки: 194\*124\*35 мм.

#### Комплектация:

- Аппарат плазменного тока – 1 шт.;
- Электрод конусообразный – 3 шт.;
- Электрод для установки иглы – 1 шт.;
- Набор игл из 10 шт.;
- Кабель USB электропитания – 1 шт.;
- Зарядная база - подставка – 1 шт.;
- Инструкция на русском – 1 шт.;
- Коробка фирменная – 1 шт.;

## Документы

Продукция изготовлена по ТУ 26.60.11-001-39562978-2017 - ООО «ПрофМедГрупп». Регистрационный номер Декларации ТС ЕАЭС N RU Д-РУ.ВЯ01.В.04179 от 15.12.2017. Срок гарантийных обязательств 12 месяцев со дня продажи.

### Контактная информация

ООО «ПрофМедГрупп»  
Адрес сервиса и офиса:

129345, г.Москва, Осташковский проезд, дом 6

Телефон: +7-499-350-28-17, 8-800-775-68-49, WhatsApp +79258331061  
www.profmedgroup.ru, www.plasmapencil.ru, www.profmedimport.ru  
info@profmedgroup.ru

## Для тела и коррекции фигуры

### Аппарат для тела 3 в 1 – PMG-i3 - Slimming Box

Аппарат косметологический 3 в 1 Slimming Box разработан российскими инженерами с учетом пожеланий врачей косметологов, начиная от дизайна до функционала.

#### Кавитация ультразвуковая

(частота 35-44кГц, Вых. мощн.: 150Вт, Сила тока: 3А)

- Манипула ультразвуковой кавитации;
- **RF-Лифтинг** (Частота RF 5МГц (тело) и 3МГц (лицо), Выходная мощность: 24Вт, Сила тока: 3А)

- Триполярная манипула для лица и век;
- Триполярная манипула для тела

Функций: 3; Манипул: 3; Сила тока: 95А; Сеть: 220В/50Гц;

Размер коробки: 42\*36\*27 см.; В упаковке: 5,7 кг.



### Аппарат для коррекции фигуры кавитация и RF – PMG-i7

Аппарат PMG-i7 принципиально отличается от всех существующих аналогов и имеет семь манипул излучателей, каждая из которых усовершенствована таким образом, чтобы ее воздействие было максимально эффективным.

**Вакуумный массаж с RF-лифтингом** (до 0.95 бар / 740 мм.рт.ст.)

- Манипула вакуумная с RF лифтингом;

**Кавитация ультразвуковая** (Вых.мощн.: 150Вт, 35-44кГц, 5 программ, Сила тока: 3А)

- Манипула кавитации с RF лифтингом;
- Манипула кавитации со сфокусированным ультразвуком;

#### Микротоковая терапия

- Манипула микротоковая;

**RF-Лифтинг тело/лицо** (Частота RF 5МГц (тело) и 3МГц (лицо))

- Манипула трех-полярная RF;
- Манипула пяти-полярная RF;
- Манипула 12-полярная RF



Функций: 5; Манипул: 7; Дисплей: 7'цветной сенсорный; Сеть: 220В / 50Гц / 60Гц; Размер коробки: 42\*41\*45 см.; Вес в упаковке: 14,2 кг.

### Аппарат многофункциональный 5 в 1 PMG-i5: RF лифтинг, вакуум, УЗ кавитация, микротоки

**Вакуумный массаж с RF** (до 0.8 бар / 650 мм.рт.ст.)

- Вакуумная манипула с мультиполярным RF лифтингом;

**Кавитация ультразвуковая** (40КГц, 5 программ)

- Манипула ультразвуковой кавитации;

#### Микротоковая терапия

- Манипула микротоковая;

**RF-Лифтинг (тело/лицо)**

- Шестиполярная манипула для тела (5МГц);
- Биполярная RF манипула для лица (3МГц)

Функций: 4; Манипул: 5; Дисплей: 7' цветной, сенсорный

Сеть: 220В/50Гц; Коробка: 50\*50\*40 см.; Вес в упаковке: 8,5 кг.

